

## Information ErP pour PEB

Appareil	Modèle		Sanitaire				
	Dénomination	Référence	Label	Profil de puisage	efficacité énergétique nWH	efficacité déterminer avec stockage ?	Capacité de stockage
<b>PRÉPARATEUR SANITAIRE AU GAZ</b>							
	atmoSTOR VGH 130/5 XZU	0010014077	B	L	66%	Oui	129 l
	atmoSTOR VGH 160/5 XZU	0010014078	B	L	62%	Oui	155 l
	atmoSTOR VGH 190/5 XZU	0010014079	B	XL	66%	Oui	178 l
	atmoSTOR VGH 220/5 XZU	0010014080	B	XXL	73%	Oui	203 l