





Information ErP pour PEB

Appareil	Modèle		Sanitaire			
	Dénomination	Référence	Label	Capacité de stockage	Pertes statiques S	efficacité déterminer avec stockage ?
PRÉPARATEURS SANITAIRES POUR POMPES À CHALEUR						
	uniSTOR VIH RW 200	0020214407	C	200 l	75 W	Non
	geoSTOR VIH RW 300	0010003196	C	285 l	95 W	Non
	uniSTOR VIH RW 300/3 MR exclusive	0010020667	A	281 l	44 W	Non
	uniSTOR VIH RW 400/3 MR exclusive	0010020668	A	375 l	48 W	Non
	uniSTOR VIH RW 500/3 MR exclusive	0010020669	A	460 l	55 W	Non
	uniSTOR VIH RW 300/3 B plus	0010020645	B	281 l	58 W	Non
	uniSTOR VIH RW 400/3 B plus	0010020646	B	375 l	64 W	Non
	uniSTOR VIH RW 500/3 B plus	0010020647	B	460 l	77 W	Non